

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest



Validiert vom Paul-Ehrlich-Institut

Anwendungsbereich	Zur Eigenanwendung im vorderen Nasenbereich (auch zur professionellen Anwendung geeignet)
Ergebnis	Nach 15 Minuten
Handhabung	Einfach & schmerzfrei
Verpackungseinheit	25er
Validiert vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI)	Ja
Pufferlösung	In Probenentnahmeröhrchen enthalten
Haltbarkeit	24 Monate nach Herstellungsdatum
Lagerung	Bei 2°C-30°C
Gesamt Sensitivität	34,0%
BfArM gelistet	Ja
Test-ID	AT155/20