

# HIGHTOP SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest



## Validiert vom Paul-Ehrlich-Institut

<b>Anwendungsbereich</b>	Zur Eigenanwendung im vorderen Nasenbereich
<b>Ergebnis</b>	Nach 15 Minuten
<b>Handhabung</b>	Einfach & schmerzfrei
<b>Verpackungseinheit</b>	1er
<b>Validiert vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI)</b>	Ja
<b>Pufferlösung</b>	In Probenentnahmeröhrchen enthalten
<b>Haltbarkeit</b>	24 Monate nach Herstellungsdatum
<b>Lagerung</b>	Bei 4°C-30°C
<b>Gesamt Sensitivität</b>	54,0%
<b>BfArM gelistet</b>	Ja
<b>Test-ID</b>	AT320/20