

New Gene COVID-19 Antigen-Schnelltest



Validiert vom Paul-Ehrlich-Institut

Anwendungsbereich	Zur Eigenanwendung im vorderen Nasenbereich
Ergebnis	Nach 15 Minuten
Handhabung	Einfach & schmerzfrei
Verpackungseinheit	5er
Validiert vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI)	Ja
Pufferlösung	In Probenentnahmeröhrchen enthalten
Haltbarkeit	24 Monate nach Herstellungsdatum
Lagerung	Bei 4°C-30°C
Gesamt Sensitivität	78,0%
BfArM gelistet	Ja
Test-ID	AT331/21